

## Clearfil Majesty Posterior



**Pret:**

**364,82 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Compozit nanohibrid fotopolimerizabil, radioopac, pentru restaurarii posterioare, proprietati mecanice inalte.

Prezinta proprietati de difuzie a luminii similare cu cele ale structurii dintelui natural, ceea ce permite utilizarea unei singure culori pe restauratie.

Inchiderea marginala perfecta pentru o lunga perioada de timp. Umplutura: 92 % din greutate reprezentand un volum de 82%.

Contractia: 1,5 vol%. Rezistenta la compresiune: 504 MPa. Rezistenta la incovoiere: 177 MPa.

Clearfil Majesty Posterior este indicat pentru urmatoarele aplicatii:

Restauratii directe pentru dintii anteriori si posteriori;

Corectii ale pozitiei dintilor si a culorii (obturarea diastemei, dinti mici, etc.);

Reparatii intraorale de coroane si punti fracturate.

Nuante disponibile: A2, A3

### **Mod de prezentare:**

**1 x seringa Clearfil Majesty Posterior A2/A3**