

## Seringa Optishade Universal

**Pret:**

**303,50 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Compozit universal fotopolimerizabil.

### **Indicatii:**

- Recomandat pentru cavitati de toate clasele.

### **Avantaje:**

- Alegerea nuantelor potrivite mai usoara ca niciodata.

- Selectia nuantelor se realizeaza mai rapid si mai simplu.

- OptiShade acopera toate cele 16 nuante clasice VITA, cu doar 3 nuante: deschis (light), mediu (medium) si inchis (dark).

- Tehnologie cu raspuns adaptabil (ART) Reteaua materialului de umplere ART, o tehnologie testate la compozitul universal Harmonize™, va ajuta sa obtineti restaurari realiste, ce beneficiaza de rezistenta exceptionala si estetica fara egal.

- Un numar minim de nuante care satisface aproape toate nevoile dumneavoastra in ceea ce priveste materialul compozit.

# **D** TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## **Caracteristici:**

- Dimensiunea mai mica de 50 nm a particulelor permit o lustruire impecabila si un luciu de durata.
- Rezistenta excelenta la uzura, ciobire sau fracturare datorita tehnologiei ART.
- Radioopacitate excelenta.
- Opacitate ideala care imita structura naturala a dintelui.
- Efect cameleonic perfectionat.

## **Corespondenta nuante**

Light - A1, B1, B2, C1, D2.

Medium - A2, A3, C2, D3, D4.

Dark - A3.5, A4, B3, B4, C3, C4.

## **Prezentare**

Seringa 4g, diferite nuante.