


Protemp 4 cartus 50 ml

Pret:

650,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Protemp™ 4 - Material compozit pentru protezari temporare – Estetica si inovatie intr-un produs de success.

Pentru a realiza reparatii si compoziti 3M ESPE ca stabilizati, atunci cand este nevoie de un material special pentru reconstruc?ie sofisticate. Rezultatul const? In rezisten?? manevrare ?i estetica superioare.

"Lucrarile protetice pot fi reparate cu usurinta folosind un compozit fluid (Filtek™ Supreme XT Flowable). Nu mai este nevoie sa am in cabinet un material special pentru reparatii. Linia de demarcatie dintre Protemp™ 4 si compozitul fluid utilizat pentru reparatii este insesizabila." - Dr. Vetter

"Este usor de adaptat si finisat, stratul superficial de material compozit nepolimerizat este mai subtire decat in cazul lucrarilor protetice realizate din Protemp™ 3 Garant™; lucrarile protetice se indeparteaza mai usor din cavitatea orala decat cele realizate din Protemp™ 3 Garant™." – Dr. Kustermann

"Sunt in plin proces de testare a materialului pentru protezari provizorii Protemp™ 4 si sunt foarte entuziasmat de

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
acesta. Este extrem de usor de folosit. Fara indoială nu exista termen de comparatie cu alte materiale similare." - Dr. Menrath

Indicatii:

- Material pentru restaurari provizorii
- Coroane, punti, inlay-uri si onlay-uri, fatete, captusirea coroanelor temporare performante, lucrari protetice provizorii pe bonturi implantare

Beneficii:

- Nanofiller de generatie noua
- Restaurari provizorii cu rezistenta foarte mare la fracturare chiar si in conditii extreme de stres ocluzal
- Contractie minima de polimerizare care determina o adaptare marginala foarte buna si protectie buna a dentinei expuse
- Biocompatibilitate excelenta
- Nuantele se potrivesc foarte bine cu cele ale compozitului fluid
- Stabilitate coloristica foarte buna
- Calitate deosebita a texturii de suprafata
- Luciu natural si stralucire fara lustruire

Prezentare:

- Cartus 1 x 50ml
- Nuanta A1, A2 sau A3
- 16 varfuri albastre pentru amestecare Garant