

Alustat gel 10 ml

Pret:

107,11 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Hemostatic gel pentru controlul sangerarilor in timpul tratamentului dentar. Datorita faptului ca este sub forma de gel, aplicarea si controlul sunt mai precise.

Substanta activa: clorura de aluminiu 20%

Mod de prezentare: seringă 10 ml

Alustat este folosit pe gingii pentru a stopa sangerarea si a reduce umflarea. Alustat actioneaza anti-inflamator si constrictiv asupra gingiei.

Instructiuni de folosire:

Tamponati zona cu sangerare cu un rulu de bumbac imbibat cu Alustat. Irigati cu apa, daca este necesar repetati.

Atentie:

Nu folositi produsul in cazul in care este stiuta o hipersenzitivitate la unul dintre constituinti.