

## Chloraxid 5,25% 400ml

Pret:

**44,90 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

### Lichid pentru clarirea canalelor

**Substanta activa: hipoclorit de sodiu (5,25% clor activ)**

**Prezentare: sticla 400 ml**

Chloraxid 5,25% are un efect litic in interactiune cu tesutul mort sau viu, dizolvand partea organica a stratului alunecos. Ajunge in canale si canalicule, care sunt inaccesibile pentru instrumente. Chloraxid 5,25% are proprietati purgative si lucreaza prin albirea tesutului dur al dintelui.

### Aplicarea si proprietatile Chloraxid:

- In timpul largirii mecanice a canalului indeparteaza pulpa moarta care ramane in urma.
- Curata canalul si indeparteaza stratul alunecos pentru a expune dentina din canalul radicular inainte de obturarea canalului.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Previne petele dentare care ar putea surveni dupa obturatia unui canal care n-a fost clatit.
- Recomandat pentru clatirea canalelor afectate de inflamarea pulpei.

### **Instructiuni pentru utilizare:**

Introduceti Chloraxid in canal utilizand o seringă care are acul plasat in asa fel incat debitul este directionat pe peretele canalului. Este recomandat a se folosi un ac cu taietura pe suprafata laterala de langa varf.

Folosirea dispozitivelor sonice si ultrasonice si a pieselor contraunghi este permisa simultan in timpul lucrului la canal.

Hipocloritul de sodiu continut in produs inactiveaza imediat in contact cu substanta organica. Odata cu scaderea concentratiei de hipoclorit de sodiu este necesar marirea timpului de clatire si marirea cantitatii de solutie utilizata.