

Gips cls IV-a Carelife Die Stone 5Kg



Pret:

82,96 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Gips sintetic de tip 4 imbunatatit, cu duritate mare, realizat dintr-un amestec de alfa hemihidrat cu rasini speciale.

- Excelent raport calitate-pret;
- Tixotropic;
- Duritate exceptionala;
- Consistenta cremoasa, amestecare placuta;
- Stabilitate dimensionala;
- Modele cu suprafete netede;
- Expansiune scazuta;

Rezistenta la compresiune dupa 1h:

*Rezistenta la compresiune [MPa; N/ mm²] -46MPa (= 6670psi)

Rezistenta la compresiune dupa 24h:

*Rezistenta la compresiune [MPa; N/ mm²] -83MPa (= 12035psi)

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
***ISO 6873, Date obtinute pentru 23ml/100g**

Raportul apa/ pulbere: 22-23ml/100g

Timp de priza: 10-13 min.

Expansiune dupa 2h: $\leq 0,11\%$

Culori: Golden Brown

Ambalare

- punga 5 Kg