

Millo Pro trimmer pentru modele RENFERT



Pret:

4.638,82 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Trimmer pentru modele Millo Pro Renfert optimizeaza si scurteaza cu 60% procesul de realizare a modelelor sectionate imbunatatindu-le totodata calitatea

Avantaje:

- *Optimizeaza si scurteaza cu 60% procesul de realizare a modelelor sectionate imbunatatindu-le totodata calitatea*

Caracteristici tehnice:

- *Motor: 220V/50Hz/250W/230V/50Hz/250W/230V/50Hz*

Mod de ambalare:

- *1 buc x Trimmer Millo Pro Renfert*