

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

ARTICULATOR PROTARevo 9



Pret:

13.202,83 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Avantaje:

1. Precizie

- succesul unei proteze dentare depinde de precizia cu care este realizata
- eficientizarea costurilor
- posibilitatea de a realiza mai precis corectiile ocluzale, datorita scalei de reglaj


2. Prezentare

- mod de prezentare perfect al lucrarii protetice in fata pacientului

3. Manevrare

- manevrabilitate superioara: este usor (cu pana la 25% mai usor decat alte articuloare), are suprafete netede, iar reglajul se face simplu, manual, fara alte unelte
- design elegant si in acelasi timp practic, oferind posibilitatea de a se lucra in mai multe pozitii, fiind ideale pentru montarea protezelor totale

Caracteristici PROTARevo9:



1. Inclinarea sagitala a pantei condiliene:


-10° - 90° (la FH)

-25° - 75° (la CE)




2. Unghiul Bennet:

reglabil: 0-30°



3. Panta de ghidaj lateral (Immediate Sideshift)

0-1.5 mm



4. Unghiul de translatie in propulsie

optional

0°

5. Protruzie / Retruzie / Distragere

reglabile

0-6 mm / 0-1 mm / 0-6mm