

WIRON 99

Pret:

2,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

- Aliaj Cr-Ni pentru ceramica
- Aliaj patentat nepretios pentru coroane si punti
- Usor de prelucrat datorita duritatii reduse de 180- HV10
- Capacitate de curgere excelenta
- Nu este necesara o perioada lunga de racire;coeficient redus de expansiune
- Rezistenta extrem de ridicata la coroziune si conductibilitate termica redusa
- Modul ridicat de **elasticitate**
- Liant sigur intre metal si ceramica
- Rezistenta termica ridicata:stabilitate dimensionala in timpul lustruirii si lipirii
- Procesare sigura conforma cu sistemul Wiron
- Biocompatibilitatea analizata de un institut neutru.



D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

- Modulul de elasticitate: 200 GPa
- **Alungirea limita:** 330 MPa
- **Duritatea Vickers:** 180
- Certificat Bio: Da