

WIRONIT

Pret:

1,04 lei TVA inclusa



Descriere produs:

- Oferă un confort intra - oral sporit pacientului
- Aliajul are o mare rezistență la coroziune datorită echilibrului procentual între crom molibden și cobalt.
- Aceste elemente se protejează între ele împotriva factorilor corozivi printr-un strat de oxid rezistent și foarte aderent.
- Biocompatibil și rezistent în condițiile din cavitatea bucală.
- Nu conține nichel.

- Densitate [g/cm³] 8.3
- Temperatura de preîncalzire [°C] 950 – 1050
- Temperatura turnare [°C] ca. 1460
- Interval de topire [°C] 1320-1350
- Modul de elasticitate [GPa] ca. 185
- Elongare [A5] după turnare/ ardere 10%
- Duritate Vickers [HV10] după turnare/ ardere 360
- cod culoare: 8



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273