

Sonda restaurare softouch



Pret:

222,98 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sonda restaurare

- Flexibilitate
- Rezistenta deosebita
- Precizie
- Sensibilitate tactila deosebita
- Manevrabilitate u?oar? pentru cele mai bune rezultate clinice
- Sunt special concepute pentru straturile compozite.
- Realizat din otel special French 430 de inalta calitate.
- Asigura tratamente de restaurare rapide, usoare si eficiente.

Manerul este realizat dintr-un finisaj de inalta calitate care elimina reflexiile luminoase.
Autoclavabil la 134°

Mod de prezentare

1 bucata