

## Instrument modelat suprafete mari softouch



**Pret:**

**102,67 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Instrument inovativ de inalta calitate pentru modelarea suprafetelor mari ale dintilor.

- Flexibilitate
- Rezistenta deosebita
- Precizie
- Sensibilitate tactila deosebita
- Manevrabilitate usoară pentru cele mai bune rezultate clinice
  
- Sunt special concepute pentru straturile compozite.
- Realizat din otel special French 430 de inalta calitate.
- Asigura tratamente de restaurare rapide, usoare si eficiente.

Manerul este realizat dintr-un finisaj de inalta calitate care elimina reflexiile luminoase. Astfel, tratamentele devin usoare, eficiente si rapide!

Flexibilitatea varfului ajuta la crearea detaliilor estetice precise. Functioneaza bine pentru aplicarea dintr-o singura seringă.

Autoclavabil la 134°

### Mod de prezentare

1 bucata