

Instrument pentru gingie softouch

Pret:

225,79 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Instrument pentru gingie

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273

- Flexibilitate
- Rezistenta deosebita
- Precizie
- Sensibilitate tactila deosebita
- Manevrabilitate u?oar? pentru cele mai bune rezultate clinice
- Sunt special concepute pentru straturile compozite.
- Realizat din otel special French 430 de inalta calitate.
- Asigura tratamente de restaurare rapide, usoare si eficiente.

Manerul este realizat dintr-un finisaj de inalta calitate care elimina reflexiile luminoase.
Autoclavabil la 134°

Mod de prezentare

1 bucata