



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Scanner placute fosforice PSP I-SCAN



Pret:

16.500,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Scanner digital cu o tehnologie FinFET LPC si FPGA de ultima generatie care ofera imagini clare si mai fine.

Tehnologie avansata de scanare cu matrice micro-spot de 23um

Design elegant si compact

Portabil

Usor de curatat

Software puternic

Usurinta in utilizare

Scanarea se realizeaza printr-un singur click.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ecran tactil HD

Un ecran de 7 inch de inalta rezolutie care permite medicilor stomatologi sa obtina imagini mult mai clare si sa ofere diagnostice fiabile si precise.

Interfata de inalta calitate faciliteaza fotografierea si interpretarea radiografiilor dentare.

Flexibil si compact

Cu o suprafata de numai 0,13 m2, i-Scan este puternic si compact.

Conectare Wireless

Adopta tehnologia fara fir 5G.

Funcțiile wireless permit vizualizarea rapida si usoara, imbunatatind comunicarea dintre medic si pacient.

Poate fi conectat la mouse sau tastatura, exact ca un computer independent.

Placuta fosforica este flexibila si foarte subtire, mult mai maoel comparativ cu filmele conventionale.

Are o grosime de doar 0,4 mm care poate fi utilizata de peste 1000 ori.

Mod de prezentare

Aparat I-Scan pentru scanare

4 placi de dimensiuni diferite:

#0: 21x32mm

#1: 23x39mm

#2: 30x40mm

#3: 26x53mm

Mod de folosire:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
