

## Twinky Star capsula

Pret:

**25,91 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Material pentru restaurare colorat de tip compomer fotopolimerizabil cu efect stralucitor.

### Indicatii:

Pentru restaurari pedodontice ale dintilor de lapte

### Avantaje:

Opt culori atragatoare cu efect de stralucire

Aplicare simpla si rapida din capsule

Capacitate excelenta de lustruire

Bazat pe tehnologia compomer VOCO verificata



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
Ghid de nuante din material original

Parintii isi pot motiva mai usor copiii sa mearga la dentist

Copiii isi depasesc anxietatea

Instrumente disponibile pentru marketing catre grupuri tinta

### **Prezentare**

1 capsulă 0.25g diferite culori