

Diagnocam 2170 Kavo

Pret:

14.417,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Camera pentru diagnosticarea cariilor DIAGNOcam

Imaginile KaVo DIAGNOcam va ofera o mai mare certitudine asupra diagnosticului, datorita calitatii revolutionare a imaginii. Cu KaVo DIAGNOcam puteti vedea structuri ale dintelui cum ar fi leziunile carioase sau fisurile care sunt practic imposibil de vazut cu alte mijloace de diagnostic.

Indicatii:

Identificarea cariilor suprafetelor netede;

Identificarea cariilor ocluzale;

Identificarea cariilor aproximative;

Identificarea cariilor initiale;

Identificarea cariilor secundare;

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Identificarea fisurilor.

Beneficii:

Identificarea tuturor tipurilor si marimilor de carii;

Nivel 0 de iradiere;

Diagnosticarea cariilor se poate realiza chiar si in cazul femeilor insarcinate, la copii, la persoanele bolnave de cancer sau la persoanele imobilizate;

Imaginile sunt redade pe monitor in timp real.

Date tehnice:

Sistem complet:

Consum de curent max: 0,5 A;

Tensiune de alimentare: 5 V;

Lungime camera: 1,3 m;

Greutate: 190 g;

Tip de protectie: IP 44;

Lungime cca: 245 mm;

Diametru: 30 mm.

Senzor imagine

Tip: CMOS;

Format: 1/4";

Monocrom: 8 biti;

Rezolutie: 640 (H) x 480 (H).

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Iluminare

Tip: Dioda cu laser;

Numar: 2;

Lungimea undelor: 780 nm;

Putere opt: 15 mW; putere opt. conform DIN EN 60825-1 conform;

Varfurilor ocluzale: max. 1 mW.

Sistem optic

Unghi imagine: 105°;

Directia de privire: 80°;

Distanta de focalizare: 4,5 mm.

Mod de prezentare

DIAGNOcam 2170 Standard x 1buc