

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ciment dual Bifix QM 10g

Pret:

765,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistem compozit de cimentare universal cu polimerizare duală.

Indicații

- Făcături adhezive tip polimer de rezistență în construcțiile de tip Inlay Onlay coroanelor punților punților Maryland

Avantaje

- Polimerizare duală și UV (cu Gelcoat de Protecție împotriva disipării) timp la pontelan

Prezentare

- Bifix QM Universal seringă 10g