

Model practica educationala silicon suturi intradermice 3 straturi

Pret:

42,53 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Model de practica educationala pentru suturi intradermice

Prezinta 3 straturi din silicon cu diferite dentitati pentru a simula dermul si epidermul (1 strat intermediar de o duritate ridicata)

Prezinta 8 tipuri de incizii pentru ca utilizatorul sa poata exersa diferitele tipuri de suturi intradermice

Pretabil pentru exersarea suturilor pe incizii mai profunde si cu dehiscenta ridicata

Lungime: 17,5 cm

Latime: 12 cm

Grosime: 1 cm

Material: silicon hipoalergenic



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Mod de prezentare:

1 x model practica educationala