

Aspirator chirurgical Corpus Maxi cu chiuveta



Pret:

12.342,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aspirator chirurgical mobil cu chiuveta

***Instalarea nu este inclusa in pret.**

Avantaje

Instalare usoara.

Dotat cu un motor inelar "non-stop" de aspirare cu aer care poate transfera 1300 litri de aer pe minut.

Poate lucra continuu 8-10 ore.

Chiuveta din ceramica. Curatarea este usoara si rapida. Dispune de un sistem de clatire automata a vasului si de un sistem de umplere a paharului prin apasare.

Carcasa de insonorizare este proiectata pentru nivel minim de zgomot si circulatie maxima pentru a evita incalzirea motorului.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Componentele aspiratorului sunt controlate de o placa electronica de inalta tehnologie care are rolul de a proteja aspiratorul impotriva socurilor electrice.

Dispune de un sistem anti vibratii si amortizor de zgomor la sistemul de evacuare a aerului si la motorul de aspiratie.

Emisia proiectata cu filtru pentru a evita contaminarea cu aer murdar.

Furtune siliconice usor de curatat, fiabile, reutilizabile.

Rezervor de 3,8 litri pentru descarcare automata (necesita conectare la canalizare).

Portcanule cu pornire automata, doua furtune detasabile (11mm si 16mm) dotate cu filtru central care impiedica blocarea sistemelor cu particule mari.

Trei varfuri de aspiratie cu 3 diametre.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Accesorii

Filtru pentru retinerea particulelor mari cu instalare, intretinere si curatare usoara si rapida.

Date tehnice

Putere aspiratie aer: 1300 L/min;

Putere aspiratie H2O: 10-12 L/min;

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Putere vacuum: -120 mbar (+/-10%);

Putere motor: 370 W/50 HZ - 450 W/60 HZ;

Alimentare: 208-254 V / 50-60 Hz / 3-3.8 A ;

Viteza motor: 2800 RPM;

Nivel zgomot: 45 DB ;

Greutate: 30 KG;

Dimensiuni: 32 x 32 x 85 cm (L x l x I);

Prezentare

Pompa de vacuum Corpus Vac

Separator Cattani apa/aer

Rezervor de colectare de 4 litri drenabil automat (necesita conectare la canalizare).

2 furtunuri de aspiratie pe suport cu switch automat pornit/oprit

Control electronic

Chiuveta

Carcasa insonorizare dotata cu role