

Baie ultrasunete Eurosonic 4D

Pret:

4.579,79 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Eurosonic 4D - cel mai avansat model de baie digitala cu ultrasunete din gama Euronda Pro System.

Avantaje:

- **Control digital al temperaturii** (10°C, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C) și timp de funcționare

Date tehnice:

- **Putere:** 2000W (MAX) / 1100W (DD) / 2000W / 2400W / 2050W

Accesorii incluse:

- **Capac pentru placi metalice și tablete de piurare**

Prezentare:

- **Baie ultrasunete Eurosonic 4D - 1 unitate**