

Motor endodontic E-Value



Pret:

2.504,70 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Motor endodontic E-Value fara perii. Fiabil, durabil si eficient.

Piesa contraunghi autoclavabila 1:1. Design intr-o singura bucata

Rotatie pana la 360°

- Display OLED Color
-
- Baterie puternica de 1500 mAh cu tehnologia Li-Ion.

Calibrarea cuplului

Puterea cuplului este precisa

Ecranul se poate roti, fiind comod pentru stangaci.

Usor de curatat

Module personalizate

10 moduri incorporate care pot fi setate si din care poti alege in functie de nevoile pacientului.

Moduri de lucru:

Fwd - rotatie inainte

Rev – rotatie inversa

Rec – reciprocitate

Viteza poate varia intre nivelul 1 si nivelul 5

Motor de top cu unghiuri ajustabile de la 30 la 370 grade pentru miscarea de reciprocitate.


ATC – Control adaptiv al cuplului

In cazul intampinarii unei rezistente mari, cuplul este ajustat in mod automat.



TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com: I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273



Specificatii tehnice

Viteza: 120rpm-1000rpm

Cuplu: R.L. -4N.cm

Baterie: 1900 mAh

Prezentare video

Instructiuni utilizare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273