

Grandio SO Heavy Flow ser 2g

Pret:

220,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material universal nano-hibrid fluid cu vâscozitate crescută pentru restăurări

Indicații

- Obturații minim invazive ale cavităților de toate clasele
- Obturații ale cavităților mici de clasa I și sigilări ale fi surilor extinse
- Obturații ale cavităților de clasa II - V incluzând carii de colet și defecte în formă de V din zona cervicală
- Netezirea retențiilor
- Căptușirea cavităților
- Reparații ale obturațiilor și fațetelor
- Cimentări de lucrări protetice translucente(ex. coroane total ceramice, etc.)

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068.0043.7192.0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Fixarea și imobilizarea dinților (de ex. cu benzi din fi bră de sticlă)
- Folosit ca material de bază în combinație cu cu materiale din fibră de sticlă sau alte materiale asemănătoare pentru realizarea coroanelor și a punților semi-permanente

Avantaje

- Stabilitate mărită în comparație cu alte materiale convenționale
fl uide, ca de ex fără scurgeri nedorite de material
- Poate fi aplicat cu mare acuratețe chiar și atunci când pereții
cavității sunt umezi
- Proprietăți fi zice superioare față de numeroase alte materiale
cu consistență solidă ca de ex. duritate, stabilitate, rezistență la
abraziune și conținut mărit a matricei de umplere (83 % w/w)
- Ideal pentru zonele proximale și zonele de colet
- Dozare precisă fără exces de material cu economie de timp
- Acoperire facilă a zonelor de retenție, a zonelor aproximale și
zonelor de la nivelul gingiei
- Folosire ideală în combinație cu produsul GrandTEC®

Prezentare

- seringă 2 g