

## Grandio Flow seringa 2gr

Pret:

**301,34 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Material fluid de restaurare universal, nano-hibrid

### Indicații

- Obturații pentru cavități mici de clasa I
- Sigilarea fi surilor extinse
- Deretentivizarea zonelor
- Căptușire, bază cavități (tehnica CBF, tehnica liner)
- Restaurări clasa II - V
- Reparații obturații și fațete
- Cimentarea lucrărilor protetice translucide (de exemplu coroane integral ceramice, fațete ceramice)

### Grandio® Flow în noile seringi NDT®

- NDT® reprezintă tehnologia inovatoare fără pierderi de material
- Special concepută pentru materialele fl uide fi ne
- Materialul poate fi aplicat și dozat cu precizie
- Fără pierderi de material

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Avantaje

- Fluiditate optimă
- Conținut ridicat de filler, 80,2 % gravimetric
- Potrivire exactă a nuanței la Grandio®
- Proprietăți excelente de umectare
- Proprietăți fizice similare cu ale compozitului microhibrid
- Contractie la polimerizare semnificativ mai redusă decât compozitele convenționale
- Rezistență la abraziune extrem de mare
- Rezistență transversală ridicată
- Se poate folosi cu toate sistemele adezive
- Nuanțele BL (Bleach light) și WO (White opaque) satisfac indicații specifice: Bleach light este adecvat pentru dinți albiți și pentru utilizare în stomatologia pediatrică. Nuanța White opaque este o bază ideală de restaurații de exemplu pe zone cu dentină pătată și în reconstituirea de bonturi

## Prezentare

- seringă 2 g