

Compozit fluid pentru restaurari posterioare X-tra base

Pret:

235,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material compozit fluid de baza fotopolimerizabil.

Indicatii:

- Baza restaurare pentru cavitati de clasa I si II
- Baza pentru restaurarile directe - cavitati clasa I si II
- Restaurari clasa III si IV
- Sigilare extensiva a fisurilor
- Repararea defectelor minore de smalt
- Repararea defectelor minore de estetica in restaurarile indirecte
- Repararea materialelor provizorii C&B

Avantaje:

- Baza a restaurarii de 4 mm intr-un singur pas
- Polimerizare sigura in numai 10 secunde (nuanta universal)
- Afinitate perfecta cu suprafata dentara pentru o adaptare remarcabila

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Coeficient de contractie redus
- Radiopacitate marita (350%Al)
- Auto-nivelare
- Poate fi combinat cu orice sistem de adeziune pe baza de metacrilat sau cu orice material compozit
- Seringa fara pierderi de material NDT sau capsule practice Flow-Caps cu canula flexibila din metal asigura o aplicare precisa si sigura
- De asemenea disponibil in nuanta A2

Prezentare:

- X-Tra Base seringa 2g universal