

Brilliant flow refill seringa

Pret:

43,56 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Noul Brilliant Flow disponibil acum

Noul Brilliant Flow de la Coltène/Whaldent este un compozit fluid nano, radioopac, bazat pe o tehnologie de succes clinic demonstrată.

Pentru a realiza cele mai înalte standarde posibile, Brilliant Flow a fost realizat având o radioopacitate ridicată și o contracție scăzută.

Noul Brillinat Flow asigură proprietăți fluide optime. Materialul este stabil, curge ușor sub presiune pentru a asigura o manevrare ușoară și o aplicare precisă.

Ajustarea culorii : Ca și Brilliant New Line, Brilliant Flow este bazat pe conceptul Nuanței Duble, asigurând o aplicare ușoară și rapidă. Rezultatele estetice sunt garantate datorită efectului cameleonic excelent.

Prezentare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- seringa 2,3g/1,25 ml