

Futurabond DC Kit 4ml+4ml+accesorii

Pret:

861,91 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sistem adeziv dual pentru dentină și smalț, îmbunătățit cu nanoparticule, autogrant.

Indicatii

- Restaurări directe cu compozite autopolimerizabile sau cu polimerizare duală și reconstituiri de bonturi
- Restaurări directe fotopolimerizabile cu materiale pe bază de compozit, copolimeri șiOrmocer®
- Fixarea cu adeziv a pinilor/pivoților din fi bră de sticlă cu cimenturi compozite cu polimerizare duală sau autopolimerizabile
- Restaurări indirecte când se folosesc cimenturi cu rășină cu polimerizare duală sau autopolimerizabile pentru fixarea de incrustații de tip Inlay, Onlay, coroane și punți

Avantaje



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Întărire chimică datorită activatorului suplimentar DC în zone

inaccesibile pentru lumina folosită la polimerizare

- DC atinge aceleași proprietăți adezive ca și preparatele cu gravare totală, fără demineralizarea separată a substanței dintelui

- Aplicare universală

- Vezi Futurabond NR pentru alte avantaje

Prezentare

- flacon 4 ml lichid 1
- flacon 4 ml lichid 2
- accesorii