

## Demineralizant Ultra Etch seringa 1,2 cc



**Pret:**

**35,01 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Ultra-Etch este o solutie acida viscoasa cu concentratia de 35% acid fosforic. Nivelul optim de viscozitate, impreuna cu folosirea aplicatoarelor, faciliteaza aplicarea cu precizie si controlul optim al cantitatii. Studiile contemporane au demonstrat ca Ultra-Etch este acidul demineralizant optim. Ultra-Etch are viscozitatea optima pentru a preveni migrarea pe o suprafata verticala. Totusi, are capacitatea de a penetra cele mai mici fisuri de pe suprafete ocluzale datorita proprietatilor fizice si chimice ce ii imprima o actiune capilara foarte buna. Totodata, viscozitatea optima asigura pastrarea unui strat optim in asa fel incat uscarea prematura sa fie prevenita.

### **Prezentare**

- 1 x seringa 1,22 cc