

Ciment fotopolimerizabil NX3 Light Cure seringa 1.8g

Pret:

295,80 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment definitiv universal, adeziv, pe baza de rasina

Avantaje:

Indicat pentru toate aplicariile indirecte;

Ciment cu o chimie inovatoare, care permite o estetica deosebita, adeziune si versatilitate;

Pentru toate indicatiile care necesita timp nelimitat de lucru;

Sistem initiator fara amine;

Matrice rasinica optimizata;

Stabilitate superioara a culorii pentru o estetica durabila;



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Curatare usoara in starea de gel;

Autogravant sau gravare completa;

Adeziune excelenta pe dentina, smalt, blocuri CAD/CAM, ceramica, portelan, rasina si metal.

Prezentare

- seringa 1.8g