

## Registrado X-Tra 1 x 50 ml



Pret:

**211,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Silicon extra dur cu priza rapida pentru amprentare prin muscatura

### Indicatii

- amprentare la muscatura ocluzala
- fixare la amprentare arc frontal
- blocare amprente si stifturi sustinere

### Avantaje

- duritate finala optima
- aplicare fara presiunea timpului
- timp de priza rapid, 40s
- calitati tixotropice superioare
- proprietati de polizare bune
- amprente foarte precise
- varfuri de amestecare economice

### Prezentare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **cartus 1 x 50 ml**