

Clearfil S3 Bond Universal refill



Pret:

596,70 lei TVA inclusa

Descriere produs:

- Restaurari directe utilizand rasini compozite fotopolimerizabile
- Sigilarea cavitatii, ca pretratament pentru restaurarile indirecte
- Tratamentul suprafetei radacinii expuse
- Tratamentul hipersensibilitatii dentare
- Reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate
- Cimentarea pivotilor sau restaurari de bonturi
- Cimentarea de restaurari de tip inlay, onlay, coroane, punti si fatete