

Huse protectie piesa contraunghi 5.1x25.4cm

Pret:

264,48 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Handpiece Sleeve™ este o husa de unica folosinta pentru piese de mana, dispozitive de detartrare cu ultrasunete si lustruit cu jet. Este realizat din plastic unic super moale, care permite utilizatorului sa tina piesa de mana cu usurinta si sa mentina senzatiile tactile. Pachetul dintr-o singura bucata faciliteaza introducerea si aplicarea piesei de mana.

Prezentare

- dimensiuni 5,1 cm x 25,4 cm (PE 4050)
- cutie continand 500 buc