

Kit 9 cleme diga Hygenic Fiesta

Pret:

808,97 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Clema autoclavabila, metalica, mata pentru a reduce reflectiile de lumina in timpul procedurilor dentare, cu aripioare, fiecare clema are un cod de culoare pentru a putea fi identificata mai usor.

Coduri cleme:

#2 brown - pentru premolari si incisivi

#2A green - pentru premolari si incisivi

#4 orange - pentru molari superiori, dinti de lapte

#7 light blue - pentru molar inferior, maxilar inferior indicatii generale

#8A black - pentru molari mici, partial iesiti, maxilar inferior

#9 red - pentru dinti anteriori

#12A yellow - pentru maxilar superior, molari superiori stanga

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

#13A purple - pentru maxilar superior, maxilari superiori dreapta

#14A dark blue - pentru maxilar superior, molari mari, partial iesiti

Continut set:

1 clema diga #2 brown

1 clema diga #2A green

1 clema diga #4 orange

1 clema diga #7 light blue

1 clema diga #8A black

1 clema diga #9 red

1 clema diga #12A yellow

1 clema diga #13A purple

1 clema diga #14A dark blue

Indicatii

- indicata in stabilizarea foliei pe dinte

Prezentare

- cleme diga colorate - 9 buc