

Surgitip micro



Pret:

274,80 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aspiratie si precizie in timpul procedurilor microchirurgicale

Canula ofera o priza buna si este usor de manevrat, facand posibila aspiratia tintita si in mediile operatorii dentare restrictionate

Steril, ambalat individual, gata pentru utilizare imediata.

- Canule de aspiratie chirurgicala pentru uz endodontic, cap micro 1,2 mm.
- Confortabile pentru pacient.
- Au o inalta calitate si pot fi sterilizabile in autoclav cls. B.
- 20 buc/cutie + 1 adaptor