

Compresor dentar Power 24/150



Pret:

7.104,43 lei TVA inclusa

Descriere produs:

- Tip Power cu semi-carcasa de insonorizare
- Volum butelie: 24l
- Debit aer : 150 l/min
- Nivel de zgomot 62 dB
- Presiune maxima de lucru 8 bar
- Dimensiuni: 41 x 40 x 65 cm (latime x adancime x inaltime)
- Masa: 35 Kg
- 1400 rpm

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 cilindru
- Potrivit pentru 1 maxim 2 unituri (daca aspiratia este chirurgicala, prin pompa separata)