

## Filtek Z550 Introkit 8 seringi

Pret:

**1.836,01 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

### Ce este un nanohibrid

Materialele compozite nanohibride reprezintă soluția de încredere pentru variate situații clinice.

Acestea conțin o gamă largă de dimensiuni ale particulelor pentru realizarea creșterii componentei anorganice și astfel obținerea rezistenței acestor materiale similară cu a materialelor hibride tradiționale. Introducerea particulelor de dimensiune nano oferă restaurărilor rezistență mai bună la uzură și o textură de suprafață care este ușor de lustruit și permite astfel obținerea unor rezultate estetice excelente.

### Un nanohibrid adaptat cerințelor dumneavoastră de fiecare zi

3M ESPE, inventatorul tehnologiei nanofiller și lider mondial în realizarea materialelor dentare de

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
restaurare, a folosit expertiza sa pentru a crea nanohibridul ideal. Construind pe rețeta de succes

a materialului de restaurare universal Filtek™ Z250, 3M ESPE a încorporat beneficiile dovedite de tehnologia unică nanofiller pentru a îmbunătăți proprietățile fizice și de lustruire ale acestui material.

## **Filtek™ Z550 – nanohibridul care oferă manevrabilitatea dorită de medicii dentiști**

De-a lungul timpului, 3M ESPE a realizat îmbunătățirea continuă a produselor astfel încât ele să fie așa cum le preferă medicii dentiști.

## **Ușor de utilizat pentru toate clasele de restaurări**

Nanohibridul 3M ESPE este creat pentru a fi ușor de utilizat atât pentru restaurări anterioare cât și posteroare. Cu ajutorul celor 12 nuanțe uzuale care se potrivesc cu cheia de culori Vita, veți descoperi cât de ușor este să realizați pacienților restaurări cu aspect natural. Filtek™ Z550 este creat pentru performanțe deosebite, rezistență la uzură și este ușor de lustruit – astfel puteți conta pe rezultate predictibile, de încredere, pe placul pacienților.

### **Beneficii:**

- Manevrabilitate excelentă
- Estetică naturală
- Rezistență bună la uzură
- Lustruire ușoară
- Menținere în timp foarte bună a luciului de suprafață
- Gamă variată de nuanțe: 12
- Indicat pentru toate tipurile de restaurări directe

# **D** TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Nu aderă de instrumente obținându-se astfel restaurări rezistente și sigure

- Este ușor de modelat și își menține forma înainte de fotopolimerizare

- Are consistența dorită pentru orice tip de manoperă

## **Prezentare**

- Filtek™ Z550 Kit Introductiv
- 8 x 4g seringi, nuanțele A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3 și OA2;
- 1 x 6ml adeziv Adper™ Single Bond 2;
- 1 x 3ml seringă demineralizant Scotchbond™;
- Accesorii;