

Snur de retractie Best Cord impregnat

Pret:

93,84 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Fir de retractie de poliester – poliamida, impregnat cu clorura de aluminiu

Are efect constrictiv, hemostatic si nu coloreaza tesutul dentar.

Nou! Noua dimensiune 000.0!

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Avantaje:

- Efecte vasoconstrictoare si hemostatice
- Nu decoloreaza dintele

Indicatii:

- Pentru prevenirea sangerarilor usoare si a retractiei gingivale in cazurile de preparare a puntilor si coroanelor
- Pentru protectie gingivala in timpul extractiilor - firul nu se agata in freza
- Pentru amputarea pulpei vitale
- In toate procedurilor de restaurare pentru controlul lichidelor corporale in interiorul cavitatii orale

Prezentare:

- Best Cord Nano - 1 x 254cm