

Aparat Complet Automat Curatat instrumentar Multisteril

Pret:

16.490,58 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Un dispozitiv indispensabil care pune punct riscurilor pentru operator.

De azi exista Multisteril, primul aparat automatic multi-uz, capabil sa opereze autonom prin toate fazele critice si cele mai complexe ale ciclului de sterilizare.

Este suficient sa introduceti instrumentele in cuva speciala si Multisteril va incepe automat urmatoarele faze:

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- dezinfectare chimica
- clatire
- curatare cu ultrasunete
- clatire
- uscare

Totul fara atingere, fara interventia vreunui operator, fara contaminare externa.


Un aparat indispensabil care pune punct riscurilor pentru operatori, reduce timpul alocat operatiunii de sterilizare si care reduce costurile totale.

Veti opera un singur aparat, capabil sa va salveze timp si bani, si sa va asigure un tratament absolut perfect al instrumentarului.

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com. : I/09/137/09 Cod fiscal: RO 117 58 273





DURATA CICLULUI COMPLET DE CURATARE SI USCARE: 40-60 Minute, fiecare etapa putand fi programata de utilizator.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Multisteril prezinta 3 cicluri, fiecare putand fi personalizat de catre utilizator.

Date tehnice

Alimentare	230V c.a +/- 10%
Curent maxim	6 A
Putere maxim absorbita	1000 W
Masa neta	20 Kg
Dimensiuni	415/415/530 mm (latime/inaltime/adancime)
Clasa de risc Dispozitiv medical	Clasa I
Presiune de operare pentru apa	1,5 - 2 bar
Volumul cuvei de lucru	9 litri
Volumul de apa folosit	6 litri
Volumul rezervorului de detergent	1,5 litri + 0,5 litri rezerva
Concentratie detergent dezinfectant	Cicluri disponibile
1%	≈25
2%	≈12
3%	≈8
4%	≈6
5%	≈5
6%	≈4