

Reforpin Universal



Pret:

74,98 lei TVA inclusa

Descriere produs:

PIVOTI ACCESORII INTRARADICULARI DIN FIBRA DE STICLA

INDICATII

- Ranforsarea radacinilor fragile
- Restaurarea corono-radiculara
- Canalele radiculare largi

AVANTAJE

- fibra de sticla: estetica excelenta si transmitere mare a luminii

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- avantaj: micsoreaza riscul fracturarii radacinilor fragile
- adaptabilitate: pentru canale radiculare inguste si largi
- mareste indicatiile pivotilor prefabricati: pentru dintii care mai au foarte putina structura coronara
- procent mare al fibrelor: excelente proprietati mecanice
- radioopacitate ridicata: permite vizualizarea radiografica
- elasticitate similara cu cea a dentinei: risc scazut de fracturi ale radacinei
- cimentarea simultana a pivotilor principali si a celor accesorii: centralizarea pivotilor in interiorul canalului radicular
- utilizare directa (prefabricati): economisire de timp si costuri reduse
- fibre longitudinale: indepartare usoara
- produs exclusiv de catre compania Angelus: in curs de brevetare

PREZENTARE

- Cod. 797 Reforpin (10 bucati)