

Suport ace/freze Practipal Compact



Pret:

50,11 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sistemul PractiPal Tray include tavita cu suport pentru freze, suport ace, consumabile si accesorii care pot fi foarte usor aranjate in tavite in vederea procedurii de curatare si

dezinfectare.

Gama variata de combinatii disponibila permite imbunatatirea eficacitatii luand in considerare faptul ca aceste sisteme de tavite sunt proiectate pentru fiecare tip de tratament.

Caracteristicile sistemului PractiPal:

- simplu si practic.

Sistemul PractiPal Tray este un instrument inovator ce ajuta la imbunatatirea procedurilor de igiena si control in clinicile stomatologice. Acest lucru este din ce in ce mai important in aplicarea reglementarilor privind igiena si controlul infectiilor.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Ingenios proiectat, PractiPal asigura fixarea perfecta a instrumentelor in tavita, permite patrunderea jetului de apa prin toate orificiile in timpul procedurii de curatare. Fiind din

material plastic durabil armat cu fibra de sticla, PractiPal nu absoarbe caldura din autoclave sau alte dispozitivele de curatare, optimizeaza gradul de curatare. Toata energia este utilizata pentru curatarea instrumentului. Curatarea,depozitarea si organizarea instrumentelor conceput ca solutia cea mai practica face ca PractiPal sa fie produsul optim pentru un proces eficient de curatare.

Suport pentru ace sau freze scurte

- Suport pentru 13 ace sau 2 freze si 5 freze piesa dreapta sau contraunghi si 8 freze diamantate.
- Se potriveste cu toate tipurile de tavite Practipal.
- Se poate folosi deasemenea si separat.
- Disponibil in 9 culori pentru o identificare usoara.
- Se poate atasa in tavita completa sau cea de baza.