

## Amaris flow seringa

Pret:

**301,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

**Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări estetice deosebite**

### Avantaje

- Aderă ideal la produsul Amaris®
- Ușor de modelat în zona incizală
- Ușor de umezit
- Datorită vârfului aplicator se poate realiza aplicarea în cantități mici

### Prezentare

1 x seringă 1,8g în următoarele nuanțe

- **Nuanțe speciale**

REF 1945 Amaris® Flow High translucent, HT

REF 1946 Amaris® Flow High opaque, HO