

Amaris flow seringa

Pret:

300,90 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări estetice deosebite

Avantaje

- Aderă ideal la produsul Amaris®
- Ușor de modelat în zona incizală
- Ușor de umezit
- Datorită vârfului aplicator se poate realiza aplicarea în cantități mici

Prezentare

1 x seringă 1,8g în următoarele nuanțe

- **Nuanțe speciale**

REF 1945 Amaris® Flow High translucent, HT

REF 1946 Amaris® Flow High opaque, HO