

Seringi cu ac 10 ml (100 buc)



Pret:

73,60 lei TVA inclusa

Descriere produs:

- seringi cu ac pentru clatire.
- 100 buc/cutie
- **10 ml cu ac 21G x 1 1/2 "**

Seringile si acele de seringa marca Demotek sunt fabricate din materiale (polipropilena si cauciu natural) pentru uz medical de inalta calitate, in concordanta cu normele BS EN ISO 9002 si detin marca CE conform Directivei Europene 93/42/EEC.

Producator: Demophorius Limited Cipru, UE

Seringi din 3 componente (piston prevazut cu garnitura din cauciu natural pentru uz medical)

Dimensiuni seringi: 10 ml

Dimensiuni ace: 10ml - 21G

Disponibile in varianta luer-slip

Metoda de sterilizare: ETO (Ethylene Oxide)