

## Aparat acoperire pantofi / incaltator automat



**Pret:**

**4.667,14 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Aparat incaltare complet automat

Tehnic Dent are placerea sa va prezinte un aparat automat revolutionar, unic in felul sau, ce vine sa revolutioneze conceptul de protectie a mediului steril medical prin acoperirea incaltamintei. Acest aparat automat este capabil de a va crea un papuc de protectie pe masura dumneavoastra, utilizand un film de plastic prin termo-adaptare, fiind astfel practic, economic si, de ce nu, foarte tehnic.

### Modalitatea de utilizare

Este foarte usoara, spre deosebire de celelalte aparate care necesita incarcare manuala, crearea unui anumit spatiu pentru a le utiliza sau orice alte situatii care ar putea duce la descurajarea mentinerii barierei de protectie a spatiilor medicale prin acoperirea incaltamintei pacientilor.

Este un aparat simplu, rapid de folosit si nu necesita manevrare manuala.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Capacitate folii: 1000 buc

Alimentare: 220 V 50 Hz

Putere maxima: 1300 W

Putere Standby: 75W

Timp preincalzire: 120s (la pornirea aparatului)

Timp livrare film: 3

Timp formare film: 3

Material carcasa: ABS de inalta duritate

Dimensiune aparat: 78 x 44 x 32 cm

Dimensiune pachet: 87 x 50 x 40 cm

Greutate neta: 21 Kg

Greutate bruta: 27 Kg

## Opțional:

bară sprijin: 860 lei



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273