

Pivoti Exacto Translucid refill



Pret:

176,47 lei TVA inclusa

Descriere produs:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

PIVOTI INTRARADICULARI CONICI DIN FIRBRA DE STICLA TRANSPARENTI

INDICATII

- restaurare corono-radiculara

AVANTAJE

- fibra de sticla speciala: estetica ridicata si transmitere mare a luminii
- procent mare al fibrelor: excelente proprietati mecanice
- radioopacitate ridicata: permite vizualizarea radiografica
- elasticitate similara cu cea a dentinei: risc scazut de fracturi ale radacinei
- freze standard: se potrivesc perfect pe canal datorita calibrarii exacte a pivotilor in functie de frezele din set; strat foarte subtire de ciment
- stopere din silicon: identificarea marimi pivotului si a locului de unde trebuie taiat
- utilizare directa (prefabricate): timp economisit si costuri reduse
- fibre longitudinale: indepartare usoara
- adaptabilitate pe marimi

PREZENTARE

- Ref. 9157 Exacto Translucid rezerva
- 5 pivoti, marimi 1-3