

## Pungi sterilizare rola 75 mm cu integrator Cls 5



**Pret:**

**98,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

PRODUCATORUL GARANTEAZA PRIN FISA DE CONFORMITATE ATASATA CA PRODUSELE STERILIZATE IN PUNGI ISI PASTREAZA VALABILITATEA TIMP DE 2 ANI DE LA DATA STERILIZARII.

Pungi de sterilizare tip rola pentru autoclav.

Ofera o solutie de sterilizare sigura si eficienta, putand fi utilizate atat in cazul proceselor de sterilizare cu abur, cat si in cazul sterilizarii cu oxid de etilena.

Asigura protejarea eficienta a instrumentarului chirurgical impotriva contaminarii cu germeni si/sau



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273  
substante chimice din momentul sterilizarii si pana utilizarea lor.

Realizate pe o parte din hartie medicala (cu grosimea de 70g/m<sup>2</sup>) si o parte reprezentata de folia transparenta multistrat CPP + PET. Sigilarea se realizeaza cu ajutorul unui dispozitiv de lipire la cald.

Contin integrator Clasa 5.

Permit sterilizarea optima a fiecarui tip de instrument.

Solutia pentru o sterilizare sigura si eficienta.

Cerneala non-toxica

Dimensiuni: 75 mm latime x 200 m lungime cu Integrator cls 5 inclus in margine

**Mod de prezentare:**

1 x rola 75 mm latime x 200 m lungime