

## Freza diamantata 813 Set 5 bucati



Pret:

**39,41 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Tip 813: Prepararea cavitatilor de clasa II-a

Asigura prepararea cavitatilor cu o fixare optima a cimentului ionomer de sticla sau a compozitului in regiunile posterioare

### Indicatii

- Tip 813: Prepararea cavitatilor de clasa II-a
- Asigura prepararea cavitatilor cu o fixare optima a cimentului ionomer de sticla sau a compozitului in regiunile posterioare

## **Indicatii generale freze diamantate**

- Prepararea si finisarea cariilor, inlay-urilor, onlay-urilor
- Prepararea si finisarea coroanelor si a puntilor
- Finisarea si polish-area obturatiilor din compozit (granulatii F+C)
- Ajustarea protezelor
- Inlaturarea vechilor coroane sau a obturatiilor din metal (granulatie SG)

## **Pasii clinici in prepararea cavitatii**

- Deschidere, largire si formare a cavitatii (preparare primara)
- Excavare
- Finisare (preparare secundara)
- Curatare si uscare
- Plasarea materialului de obturatie
- Formarea restaurarii

## **Materiale de obturatie**

- Amalgam: "Undercut"
- Compozit
- Obturatii turnate: "No undercut"

## **Clasificarea cavitatilor**

- Clasa I : carii de fisura
- Clasa II : carii proximale posterioare
- Clasa III : carii proximale anterioare
- Clasa IV : carii proximale cu pierderea marginii incizale
- Clasa V : carii cervicale



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

### **Prezentare**

- pentru toate tipurile de turbine sau contraunghiuri de mare viteza (rosu)
- diametru: 1,6 mm
- lungime L : 19 mm
- Set 5 bucati