

## Freza diamantata 846 Cutie 5 bucati



Pret:

**43,56 lei TVA inclusa**

## **Descriere produs:**

Tip 846: preparare inlay / onlay, preparare coroana.

Varful plat va conforma cavitatile, pragurile intregi, baza plata a cavitatilor, asigurand fixarea eficienta de inlay-uri sau onlay-uri.

## **Indicatii**

- Tip 846: preparare inlay / onlay, preparare coroana.
- Varful plat va conforma cavitatile, pragurile intregi, baza plata a cavitatilor, asigurand fixarea eficienta de inlay-uri sau onlay-uri.

## **Indicatii generale freze diamantate**

- Prepararea si finisarea cariilor, inlay-urilor, onlay-urilor
- Prepararea si finisarea coroanelor si a puntilor
- Finisarea si polish-area obturatiilor din compozit (granulatii F+C)

- Ajustarea protezelor
- Inlaturarea vechilor coroane sau a obturatiilor din metal (granulatie SG)

## **Pasii clinici in prepararea cavitatii**

- Deschidere, largire si formare a cavitatii (preparare primara)
- Excavare
- Finisare (preparare secundara)
- Curatare si uscare
- Plasarea materialului de obturatie
- Formarea restaurarii

## **Materiale de obturatie**

- Amalgam: "Undercut"
- Compozit
- Obturatii turnate: "No undercut"

## **Clasificarea cavitatilor**

- Clasa I : carii de fisura
- Clasa II : carii proximale posterioare
- Clasa III : carii proximale anterioare
- Clasa IV : carii proximale cu pierderea marginii incizale
- Clasa V : carii cervicale

## **Prezentare**

- pentru toate tipurile de turbine sau contraunghiuri de mare viteza (rosu)
- diametru: 1,6 mm
- lungime L : 19 mm
- Cutie 5 bucati