

Herculite Ultra Mini kit



Pret:

326,40 lei TVA inclusa

Descriere produs:

De peste 20 de ani Herculite XRV este standardul industriei pentru materiale compozite. In lume, stomatologii au folosit Herculite XRV pentru 250 milioane de obturatii. Respectand promisiunea de a crea produse inovative, de calitate, Kerr face din nou istorie lansand un nou compozit inovativ conectat la un brand puternic - Herculite XRV Ultra, compozit nanohibrid produs de calitate superioara in care medicii pot avea incredere. Tehnologia de ultima ora inclusa in acest compozit inovativ nanoumplutura ofera estetica superioara si manevrabilitate imbunatatita. Alte caracteristici sunt : rezistenta, atat la compresie, cat si la fracturare. A fost imbunatatita estetica restaurarii finale prin copierea opalescentei si fluorescentei dintilor naturali.

Bazandu-ne in dezvoltarea noului produs pe experienta clinica a Herculite XRV, Kerr a reusit sa produca un material care ofera tot ceea ce medicilor le place la Herculite XRV imbunatatind in acelasi timp estetica si lustruirea.declara Trina Moskal Product Manager Kerr U.S. Ceea ce facem este sa modernizam un produs minunat adaugandu-i tehnologie de ultima ora a declarat Iva Fruniova Product Manager Kerr Europa facem acest lucru bazandu-ne pe platforma Herculite XRV care este sustinuta de studii de lunga durata si care este acceptata de catre piata stomatologica.

Avantajele noului Herculite XRV Ultra compozit nano hibrid sunt semnificative incluzand: estetica superioara , lustruire , rezistenta mecanica si acea manevrabilitatea pe care stomatologii de pretutindeni o cunosc si o apreciaza de 20 de ani la Herculite.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Trusa contine:

3 seringi a 4 g cu nuantele: Smalt A2, A3, Dentina A2

Optibond Solo Plus 5 ml

Gel Demineralizant 3g

10 varfuri pentru aplicare

25 placute cu godeuri

50 aplicatoare Kerr