

Aspiratoare endo



Pret:

21,40 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Destinat indepartarii prin aspiratie a lichidelor din canalele radiculare.

- Faciliteaza drenarea canalelor radiculare.
- Mareste viteza de lucru (chiar de 10 ori)
- Reduce consumul de conuri de hartie (pana la 80%).
- Varf aplicator fin, cu diametru mic - asigura o buna penetrare si uscare perfecta a canalului radicular.

Aplicatii

Endo-Aspirator este utilizat pe durata spalarii si uscarii canalului radicular, pentru a indeparta din canal toate solutiile utilizate anterior. Datorita varfurilor de 0.29 mm este posibil a lucra chiar si in canalele cu diametre foarte mici.

Prezentare

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 buc
- contine: aplicator, seringa, furtun, adaptor