



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aspirator chirurgical mobil EKOM Aspina



Pret:

8.910,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aparatul de aspiratie dentara ASPINA este un unit mobil ce ofera libertate medicului dentist, asigurand o ergonomie crescuta la locul de munca. Este recomandat uniturilor dentare care nu sunt dotate cu aspiratie chirurgicala si separator, fiind destinat pentru folosirea in operatii de stomatologie pentru absorbtia, separarea si acumularea scurgerilor intr-un rezervor de 5 litri incorporat. Mobilitatea asigura o manevrabilitate usoara intre doua posturi de lucru si are avantajul ca poate fi exploatat in locatii care nu au prevazute sisteme de scurgere.

Prezentare

Pompa de aspiratie chirurgicala cu carcasa de insonorizare si furtunuri

Capacitate iesire: 1.100 L/min.

Nivel de zgomot: 48 db

Greutate: 38 kg

Dimensiuni: 350x565x860 mm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
